




PRODUITS  
POUR L'HYGIENE  
DENTAIRE

Pour un sourire éblouissant



# WELCOME SALE

[www.medirel.ch](http://www.medirel.ch)



\*La remise sera directement déduite de la facture



Pour des informations supplémentaires appelez-nous au numéro  
**091 604 54 34**



Délai de livraison pour tous nos produits dans toute la Suisse  
**24/48h**



Vous trouverez des informations plus détaillées sur notre site  
**[www.medirel.ch](http://www.medirel.ch)**



|  |    |
|--|----|
|  Asbadent + | 2  |
| Asba Fluor Gel   | 3  |
| Asba Fluor Prophy Paste  | 3  |
| Asba Insert  | 10 |
| Asba Whitening   | 8  |
| Cascade Flexible Scaler  | 11 |
| Cascade Prophy Brushes   | 12 |
| Cascade Prophy Cups  | 12 |
| D-Brush  | 12 |
| Dental Fresh   | 11 |
| Fluoride Tray  | 3  |
| Foamies  | 3  |
| Gengi Gel  | 9  |
| Monday Morning   | 9  |
| Piksters   | 5  |
| Piksters Bamboo  | 5  |
| Piksters Connect System  | 4  |
| Piksters Gorilla Floss   | 7  |
| Piksters Kink  | 5  |
| Plaque Glo pour adultes  | 6  |
| Plaque Glo pour enfants  | 6  |
| Shield Foce Plus   | 11 |
| X-Floss, X-Ribbon, X-Threaders   | 7  |

Numéro de client .....

Nome d'utilisateur .....

Mot de passe .....



UNI EN ISO  
9001:2015  
UNI EN ISO  
13485:2016



## Brosse à dents rechargeable sonique

### Produit innovant

Dents et gencives saines grâce à la technologie sonique avancée fournissant une action de nettoyage dynamique puissante. Cette technologie permet d'éliminer efficacement le tartre favorisant le blanchiment naturel de vos dents.

**4** modes de brossage  
Clean, Soft, Whiten  
+ Massage

**NEW**  
Disponible dès juillet 2021



Technologie de nettoyage sonique avancée



4 modes de brossage



Minuterie automatique



Intervalle de 30 secondes



Indicateur de recharge



Design imperméable



Câblée

## Asba® Fluor Gel

Gel thixotropique au fluor pour application locale. Prévention de la carie, désensibilisation des collets et des moignons. Peut s'utiliser en gouttière de fluoration.

### Caractéristiques :

- 0,35% de Fluorure de Sodium acidulé ;
- pH 3,75 ;
- goût de framboise naturel.

### Présentation :

Art. 1658 Flaçon (475ml)

## Asba® Fluor Prophyl Paste

Pâte de nettoyage et de polissage des dents.

### Caractéristiques :

- grain medium ;
- 0,35% de fluor ;
- goût de cerise .

### Présentation :

Art. 1659 Pot de pâte medium (350g)




CE

## Fluoride Tray

Gouttière fluoration, 3 dimensions.

### Présentation :

Art. 578 Fluoride Tray S jaune (x100)  
 Art. 577 Fluoride Tray M blanc (x100)  
 Art. 576 Fluoride Tray L bleu (x100)



CE

## Foamies

### Lunettes de protection jetables

Les Foamies sont disponibles avec des écrans clairs ou teintés en 3 différentes grandeurs : S, M et L

### Caractéristiques :

- les Foamies protègent contre les éclaboussures, la poussière, l'excès de pulvérisation et l'abrasion ;
- les Foamies ne glissent pas, sont bien ajustés autour du nez et des joues ;
- économiques et prêts à l'emploi ;
- doux cadre en mousse - lentilles légères en PET ou PP.

### Présentation :

Art. 2300 Foamies claire Small (x50) - vert  
 Art. 2303 Foamies teintée Small (x50) - vert  
 Art. 2301 Foamies claire Medium (x50) - bleu  
 Art. 2304 Foamies teintée Medium (x50) - bleu  
 Art. 2302 Foamies claire Large (x50) - jaune  
 Art. 2305 Foamies teintée Large (x50) - jaune



CE

Piksters™

# Piksters Connect System



## Focus Tip Brushes Forward

... pour le nettoyage des opercules, des furcations et autres endroits difficiles à atteindre.



## SupaGrips XP MultiColor

Idéal pour les personnes qui n'aiment pas le fil dentaire. Il glisse sans effort entre vos dents.

## Focus Tip Brushes Reverse

Angle spécialement conçu pour... accéder à l'arrière des incisives et pour une meilleure accessibilité aux molaires. Idéal pour le nettoyage au-dessous des dispositifs de retenue de fils et de rails dentés.



## Focus Stain Remover

Enlève efficacement les taches de la surface des dents sans endommager l'émail dentaire.



Profitez du rabais online sur [www.medirel.ch](http://www.medirel.ch)

| Art. | Produit                               |   |
|------|---------------------------------------|---|
| 2170 | Focus Tip Brushes Twin Set            |   |
| 2171 | Focus Tip Brush Reverse Single Pack   |   |
| 2172 | Focus Tip Brush Forward Single Pack   |   |
| 2175 | Focus Stain Remover (x1)              |  |
| 2174 | Focus Tip Brushes Forward Refill (x3) |  |
| 2173 | Focus Tip Brushes Reverse Refill (x3) |  |
| 2121 | SupaGrips XP (x25) MultiColor         |  |
|      | Piksters (x10)                        |  |
|      | Piksters (x40)                        |  |
|      | Piksters Kink (x8)                    |  |

# Piksters BAMBOO

... une alternative pour la protection de l'environnement

Feuille  
commande  
directe



## Présentation :

- Art. 2601 Piksters Bamboo No. 0 (x8) gris  
 Art. 2600 Piksters Bamboo No. 00 (x8) rose  
 Art. 2602 Piksters Bamboo No. 1 (x8) violet  
 Art. 2603 Piksters Bamboo No. 2 (x8) blanc  
 Art. 2604 Piksters Bamboo No. 3 (x8) jaune  
 Art. 2605 Piksters Bamboo No. 4 (x8) rouge  
 Art. 2606 Piksters Bamboo No. 5 (x8) bleu  
 Art. 2607 Piksters Bamboo No. 6 (x8) vert  
 Art. 2608 Piksters Bamboo assortis (x8)  
 Art. 2610 Piksters Bamboo Kink No. 00 (x6) rose  
 Art. 2611 Piksters Bamboo Kink No. 1 (x6) violet  
 Art. 2612 Piksters Bamboo Kink No. 3 (x6) jaune  
 Art. 2613 Piksters Bamboo Kink No. 5 (x6) bleu  
 Art. 2614 Piksters Bamboo Kink assortis (x4)

## Piksters Interdental Brushes



| Piksters                          | Size 00 | Size 0 | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | Size 5 | Size 6 | Size 7 | Size 8 | Size 9 |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Smallest hole brush will fit into | 0.6     | 0.7    | 0.8    | 0.9    | 0.9    | 1      | 1.1    | 1.4    | 2.1    | 2.8    | 3.4    |
| Twisted wire diameter             | .32     | .36    | .45    | .52    | .52    | .52    | .56    | .63    | .73    | .73    | .73    |
| ISO size                          | 0       | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 4      | 6      | 7      | 8      |

## Piksters

Feuille  
commande  
directe

### Brossettes interdentaires

Pratiques et économiques

- Pliables et résistantes, aussi les plus fines.
- Manche ergonomique pour améliorer l'hygiène
- Nettoyage excellent pour l'espace interdentaire difficile à nettoyer comme pour prémolaires et molaires
- Utilisation pratique et hygiénique, en voyage

### Présentation :

#### Emballages de même grandeur :

avec 10 pièces (9 grandeurs) : du numéro 00 au numéro 7  
 avec 40 pièces (9 grandeurs) : du numéro 00 au numéro 7  
 avec 7 pièces (2 grandeurs) : Numéro 8 et 9

#### Emballages assortis :

disponibles en paquet de 8 pièces

#### Displays :

Grand (37.5x43.0 cm)  
 Petit (31.5x21.0 cm)



| Piksters Kink                     | Size 00 | Size 0 | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | Size 5 | Size 6 | Size 7 |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Smallest hole brush will fit into | 0.6     | 0.7    | 0.8    | 0.9    | 0.9    | 1      | 1.1    | 1.4    | 2.1    |
| Twisted wire diameter             | .34     | .36    | .45    | .50    | .50    | .50    | .58    | .60    | .75    |
| ISO size                          | 0       | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 3      | 4      | 6      |

## Piksters Kink

Feuille  
commande  
directe

Contrairement aux Piksters originaux, il n'est pas nécessaire de plier la brosette pour optimiser l'accès aux dents postérieures difficiles à atteindre ou à l'intérieur des zones proches de la langue ou du palais. Piksters KINK possèdent des manches pré-courbés permettant un nettoyage facile des espaces interdentaires, là où commence la carie dentaire et les maladies des gencives.

### Présentation :

#### Emballages de même grandeur :

avec 8 pièces (9 grandeurs) : du numéro 00 au numéro 7

#### Emballage assorti :

disponible en paquet de 8 pièces Kink Variety

# PLAQUE GLO

Le dentifrice et le système de torche PLAQUE GLO aident à localiser les zones problématiques qui causent la carie et les maladies des gencives.

- Lampe de poche bleue spéciale, à longueur d'onde, montre toute plaque dentaire résiduelle après le brossage.
- Aide à la modification de la technique de brossage.
- Aucun risque de colorations de vêtements / tapis.
- Pas de colorations de lèvres rouges, des gencives ou de la langue.

#### Présentation :

Art. 2307 Plaque GLO pour adultes  
Art. 2306 Plaque GLO pour enfants



Pour les promotions,  
consultez notre site  
[www.medirel.ch](http://www.medirel.ch)

Art. 2133

Art. 2134

## X-Floss, X-Ribbon, X-Threaders

Bestell-  
formular  
für Ihre  
Patienten

### X-Floss - Floss interdentaire

Fil interdentaire volumineux qui accroche la plaque dentaire.

- Design unique et déposé.
- Très épais, mais flexible, il s'allonge et s'affine afin de passer à travers les espaces étroits.
- Doté de passe-fil non déformable, pour un passage optimal entre les espaces interdentaires.
- Idéal pour implants, ponts, amples espaces parodontaux et appareils dentaires.

### X-Ribbon - ruban interdentaire

Ruban en bande pour une hygiène efficace.

Bonne prise pour un usage facile ; tissage grossier accroche plaque.

- Derrière l'implant à barre.
- Entre les grands espaces vides causés par des dents manquantes.
- Autour des dents atteintes de parodontite.
- Derrière la dernière molaire.
- Aussi pour diastèmes, dents inclinées et prothèses partielles.

### X-Threaders - passe-fil pour ruban interdentaire

Adapté à chaque fil interdentaire.

- Stable, il ne se plie pas.
- Permet un accès plus facile entre les espaces interdentaires serrés.
- Pour implants, ponts, implants à barre, appareils dentaires.

### Présentation :

|           |              |       |
|-----------|--------------|-------|
| Art. 2133 | X-Floss      | (x30) |
| Art. 2134 | X-Floss Lite | (x30) |
| Art. 2135 | X-Ribbon     | (12m) |
| Art. 2136 | X-Threader   | (x30) |



Art. 2135

Art. 2136

CE




## Piksters Gorilla FLOSS

### Jusqu'à 4 fois plus résistant qu'un fil dentaire ordinaire

- plus facile à insérer avec moins de force (et donc moins de risque de traumatisme tissulaire) même au contact d'une surface tranchante ou rugueuse
- le polyéthylène (UHMWPE) composant les multi-filaments est plus résistant que le nylon et a une action « frottante »
- lisse et très mince, glisse d'une manière très délicate entre les dents
- extrêmement solide et résistant à la rupture, aussi au contact avec des bords tranchants

### Présentation :

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Art. 2311 | Piksters Gorilla Floss 150m           |
| Art. 2310 | Piksters Gorilla Fish Bowl (x200)     |
| Art. 2313 | Piksters Baby Gorilla TwinPack (2x8m) |



Art. 2311



Art. 2310



Art. 2313

# asba whitening 38%

Professional Whitening System

illuminez votre sourire!



## AsbaWhitening Gel 38%

est un gel utilisé pour le traitement de blanchiment dentaire de dernière génération avec un système unique de reminéralisation, afin de réduire la sensibilité de post-traitement.

Il s'applique directement sur les dents et le traitement complet des deux arcades dentaires ne demande qu'environ 20-25 min.

Il peut être utilisé en association avec les lampes activatrices.

Il s'agit d'un un dispositif médical de classe IIa.

**C'est un produit exclusivement réservé à l'usage professionnel**

## Présentation :

Art. 1689 Asba Whitening System 38%

- 1 blister avec 5 flacons mono-doses de 4,0 ml solution peroxyde d'hydrogène
- 5 pots de 10 ml avec 0,45 g poudre activatrice
- 2 seringues de 3,0 g gel digue liquide photopolymérisable
- 6 embouts applicateurs
- 5 micro applicateurs

## Gengi Gel Prof Acide Hyaluronique

### Pour le traitement des poches gingivales

L'acide hyaluronique contenu dans le Gengi Gel accélère le processus de guérison et renouvelle les tissus gingivaux en imitant et en renforçant le profil d'action de l'AH naturel.

Action hémostatique, anti-inflammatoire, analgésique et adhérente à la muqueuse.

Fonction de barrière contre les germes.

La formule avancée de la gamme permet un dosage précis de la quantité nécessaire d'acide hyaluronique.

L'effet thérapeutique se produit très rapidement, notamment grâce à la longue durée de séjour de la substance sur le lieu d'action.

Dispositif médical de classe IIB

### Présentation :

Art. 1879 Flacon de 500ml - HA 0,1%

Art. 1883 Flacon de 50ml - HA 0,1%

Art. 1881 4x seringues HA 0,8% + 4 aiguilles

Art. 1910 20x capillary tips

Art. 1888 Cuillères (x50)



CE 0546



## Monday Morning

### Le dentifrice du lundi matin

Ne s'utilise qu'une fois par semaine.

Élimine la plaque dentaire et le tartre sans attaquer l'émail.

Rafraîchit longtemps la bouche et procure une haleine agréable.

RDA 180-200

### Présentation :

Art. 378 Tube (35g)





Haute qualité,  
performance,  
détartrage optimal !

Conception unique et 100% suisse pour un traitement plus efficace et tout en douceur



**A**  
Pour l'élimination rapide des dépôts de tartre supra-gingival.



**B**  
Pour l'élimination rapide des dépôts volumineux de tartre ainsi que les colorations palatines.



**ENDO-DIA**  
Préparation et nettoyage du canal radiculaire avec un diamant fin de 70Um.  
Elimination des instruments coincés dans le canal.



**AS**  
Pointe super-fine pour faciliter l'accès dans les espaces interdentaires.  
Uniquement pour les travaux de finition !!



**PO1/2**  
Maintenance parodontale destiné aux furcations.  
Disponible courbé à gauche et à droite.



**4.5**  
Pour l'élimination rapide des dépôts de tartre supra-gingival.



**P**  
Pour l'élimination rapide des dépôts de tartre sous-gingival.



**PB1/2**  
Insert courbé à gauche et à droite se terminant part une boule > 0,6 mm.  
Utilisation pour le débridement des furcations.



**ENDO 4.8**  
Préparation et nettoyage du canal radiculaire.  
Elimination des instruments coincés dans le canal.



**PS**  
Détartrage sous-gingival super-fin.  
Idéal pour les travaux de finition !!



**PSDLC**  
Instrument paro fin enduit de carbure de diamant (DLC) pour une très haute dureté superficielle et un coefficient de frottement fortement réduit. Exclusivité mondiale.



**H3**  
Micro-curette pour l'élimination rapide des dépôts de tartre supra-gingival du bloc antérieur.



**PSDIA**  
Détartrage-nettoyage-polissage des poches, insert de recherche canalaire. Exploration du plancher pulpaire.




**ENDO**  
Préparation et nettoyage du canal radiculaire.  
Elimination des instruments coincés dans le canal.

CE 1250

Seulement sur commande (ca. 3 semaines)

|   | A     | AS | P     | PS    | PSDia | PSDLC | Endo | EndoDia | B  | P01    | P02    | PB1 | PB2 | S1 | S2 | H3 | S6 | 1 | 1L | 8 | 60 | 61 | 62 | PF | Kompatibilität |                    |
|---|-------|----|-------|-------|-------|-------|------|---------|----|--------|--------|-----|-----|----|----|----|----|---|----|---|----|----|----|----|----------------|--------------------|
| 1 | A     | AS | P     | PS    | RT2   | PSDLC | RT1  | RT1D    | B  | PL1    | PL2    | PL4 | PL5 |    |    | H3 |    |   |    |   |    |    |    |    |                | EMS                |
| 1 | 3U    | AS | P     | 2U    | RT2   | PSDLC | RT1  | RT1D    | 4U | P01    | P02    | PB1 | PB2 |    |    | H3 |    |   |    |   |    |    |    |    |                | W+H                |
| 1 | 10    |    |       | 63    | RT2   | PSDLC | RT1  | RT1D    | B  | 64     | 65     | PB1 | PB2 |    |    | H3 |    |   |    |   |    |    |    |    |                | Kavo Sonosoft      |
| 2 | 1     | AS | 10x   | 1S    | ET20D | PSDLC | ET40 | ET40D   | 3  | TK2-1L | TK2-1R | H4R | H4L |    |    | H3 |    | 1 |    |   |    |    |    |    |                | Satelec            |
| 2 | G1    | AS | G6    | P20   | ET20D | PSDLC | ET40 | ET40D   | G3 | P25R   | P25L   |     |     |    |    |    |    |   |    |   |    |    |    |    |                | NSK                |
| 3 | SI-09 | AS | SI-11 | SI-10 | PSDia | PSDLC |      |         |    | P01    | P02    |     |     |    |    |    |    |   | 1L |   |    |    |    |    |                | Sirona             |
| 4 | 5     |    |       | 60    | PSDia | PSDLC |      |         |    |        |        |     |     |    |    |    |    |   |    | 8 | 60 | 61 | 62 |    |                | Kavo sonicflex     |
| 4 | Q5    |    |       |       |       |       |      |         |    |        |        |     |     |    |    |    |    |   |    |   |    |    |    |    |                | Kavo Quick         |
| 5 |       |    |       |       |       |       |      |         | S3 |        |        |     |     | S1 | S2 |    | S6 |   |    |   |    |    |    |    |                | Mectron            |
| 6 | 201   |    | 202   | 203   | 211   | PSDLC |      |         |    |        |        |     |     |    |    |    |    |   |    |   |    |    |    |    |                | Kavo Piezoled/Soft |



## Dental-Fresh®

Comprimés effervescents bleus pour le rinçage de la bouche. Dental-Fresh a été spécialement conçu pour être utilisé par les patients après un traitement. Dental-Fresh élimine la sensation de bouche sèche, enlève les mauvais goûts après prise d'empreinte ou traitement canalaire, limite les saignements, facilite la cicatrisation.

Sans Fluor  
Saveur fraîche  
Ne colore pas le crachoir

### Présentation :

Art. 218 Boîte (x900)



## Shield Force Plus

Sealant protecteur pour le traitement de l'hyperesthésie dentinaire, doté d'un mécanisme à « double blocage »

### Indications :

Traitement de l'hyperesthésie dentinaire. Réduction de l'abrasion et de l'érosion de la dentine cervicale exposée. Soulagement et/ou prévention de la sensibilité dentaire après préparation en vue de restaurations directes et indirectes. Une seule application, n'a pas besoin d'être rincé ou frotté.

### Présentation :

Art. 15112 TOK Shield Force Plus  
(1 flacon de 3ml, 25 applicateurs, 1 godet)




## Cascade® Flexible Scaler

Enlève le tartre et la plaque présents dans les espaces interdentaires, grâce au relief micrométrique coupant de chaque perforation. Grâce à cette technologie particulière Flexible Scaler nettoie et polit sans endommager l'émail. En acier inoxydable.

### Présentation :

Art. 268 Rouleau (2m)



Ces deux photographies au microscope électronique montrent le relief micrométrique des perforations.



CE 0120

## Cascade® Prophyl Cups

Cupules en caoutchouc souple pour la prophylaxie, sans latex.  
Le profil intérieur à lamelle réduit sensiblement la chaleur de la friction et permet une répartition optimale de la pâte.

Pink : souple  
Blanc : souple / medium  
Violet : medium  
Bleu : dur

### Cascade Prophyl-Cups LATEX FREE sur mandrin

Art. 19400 Cascade cups sur mandrin bleu (x100)  
Art. 19420 Cascade cups sur mandrin pink (x100)  
Art. 19410 Cascade cups sur mandrin violet (x100)  
Art. 61580 Cascade cups sur mandrin blanc (x100)

### Cascade Prophyl-Cups LATEX FREE à vis

Art. 19430 Cascade cups à vis bleu (x100)  
Art. 19450 Cascade cups à vis pink (x100)  
Art. 19440 Cascade cups à vis violet (x100)  
Art. 61610 Cascade cups à vis blanc (x100)

### Cascade Prophyl-Cups LATEX FREE snap-on

Art. 19460 Cascade cups snap-on bleu (x100)  
Art. 19480 Cascade cups snap-on pink (x100)  
Art. 19470 Cascade cups snap-on violet (x100)  
Art. 61600 Cascade cups snap-on blanc (x100)

### Cascade mandrin RA pour cups snap-on

Art. 4400 Cascade mandrin RA pour cups snap-on (x10)



CE 0120

## Cascade® Prophyl Brushes

Prophyl Brushes sont utilisés par les dentistes ou les hygiénistes pour la prophylaxie et le polissage des dents.

Pink : souple  
Violet : medium  
Bleu : dur

### Nylon brushes sur mandrin

Art. 1955 Nylon brushes sur mandrin bleu (x100)  
Art. 1956 Nylon brushes sur mandrin pink (x100)  
Art. 1954 Nylon brushes sur mandrin violet (x100)

### Nylon brushes à vis

Art. 1969 Nylon brushes à vis violet (x100)  
Art. 1972 Nylon brushes à vis bleu (x100)  
Art. 1973 Nylon brushes à vis pink (x100)



## D-Brush

La brosse intra-coronaire facilite le nettoyage intra et extra-coronaire avant le bonding, les obturations et des travaux de prothèse. Nettoie autour des appareils orthodontiques nettoie très bien.

La brosse est montée sur un mandrin.  
A utiliser avec contre-angle à basse vitesse.

Longueur 3mm  
Largeur 2mm

### Présentation :

Art. 1798 D-Brush (x10)

CE 0425





[www.medirel.ch](http://www.medirel.ch)



**M e d i r e l   S A**

via Redondello 20

6982 Agno CH

Tel. 091 604 54 34

Fax 091 605 30 26

[info@medirel.ch](mailto:info@medirel.ch)

[www.medirel.ch](http://www.medirel.ch)

